



2-Phasen-Konzentrat zur Regeneration der Haut.

Q10 Oxy Repair fördert die schnelle und effektive Regeneration irritierter Haut durch die einzigartige Kombination von microSolve Q10 und Sauerstoff.

Das auf der zum Patent angemeldeten microSolve-Technologie basierende Q10 unterstützt die biologischen Zellprozesse in der Haut, aktiviert die hauteigenen Schutzmechanismen und spendet der Haut neue Energie zur Regeneration. Sauerstoff fördert die Stoffwechselfunktionen der Haut und beschleunigt die Zellerneuerung. Die geschädigte, irritierte oder verletzte Haut wird bei einer schnellen Regeneration unterstützt.



Anwendung

Vor erstmaliger Nutzung muss das Q10 Oxy Repair Intensive aktiviert werden. Drehen Sie den Spender auf den Kopf und aktivieren Sie durch Drücken des Soft Button das Einmischen der zwei Phasen. Schütteln Sie den Spender bis eine homogene Mischung entsteht, drehen Sie die Schutzkappe ab und applizieren Sie das Konzentrat durch Drücken des Soft Button auf die entsprechende saubere und gereinigte Hautstelle. Wiederholen Sie den Vorgang im Laufe des Tages mehrmals. Bitte beachten Sie, dass das Produkt auf die Kleidung abfärben kann.

